

CouchTray

- Softgriff Deluxe



- sicherer ergonomischer Handgriff
- schwenkbares Tablett mit integriertem Getränkehalter und Ablagefach
- Basis längenverstellbar/
Griff höhenverstellbar
- verrutschsichere Gummiauflagen



Auf jede Sitzgelegenheit anpassbar



Schwenkbares Tablett bewahrt Objekte immer in Reichweite auf



Ermöglicht ein einfaches Hinsetzen und Aufstehen



CouchTray Modelle:

Braun/Schwarz

Art.-Nr. TRAY 2050

Technische Daten:

Gewicht: 8,8 kg

Tablett

Höhe: 66,5 – 81 cm

Maße: 40,6 x 45,7 cm

Belastbar bis: 13,6 kg

Griff

Griffhöhe: 87,5 – 102 cm

Maße: 17 x 17 cm

Stärke: Ø 3 cm

Belastbar bis: 113,4 kg

Fläche Gummiauflage:

Maße: 10 x 18 cm

NEU!

Pole

12

- Boden-Deckenstange mit Griff

- Boden-Deckenstange und Haltegriff in einem
- Höhe individuell einstellbar von 2,10 m – 3 m
- leichtes Umsetzen
- zerlegbar in zwei ca. 135 cm lange Einzelteile
- 360° schwenkbarer Griff mit 8 Rastungen

Pole Modelle:

Weiß/Silber Art.-Nr. POLE 1100

Technische Daten:

Mögl. Höhe: 2,10 m – 3 m

Gewicht: 9,3 kg

Belastbar bis: 136 kg

ROSTFREIER VERZINKTER STAHL MIT LANGLEBIGER PULVERBESCHICHTUNG

Antirutschbelag – hält ohne Verschraubung



Kann an beliebigem Ort montiert werden



Ermöglicht ein einfaches Hinsetzen und Aufstehen



Einrastung in 45° Schritten