

Grabber - Komfort

Hi.-Mi.-Nr. 02.40.04.1030

- Saugnäpfe
- vertikal/horizontal drehbarer Zangenkopf
- ergonomisch geformter Griff
- stufenlose Arretierung



GUT UND GÜNSTIG!

Grabber Modelle:

Blau Art.-Nr. GRB 010

Technische Daten:

Länge: 66 cm

Gewicht: 315 g

Ersatz-Saugnäpfe



Art.-Nr. GLIP 010

6

Assist - Standard

Hi.-Mi.-Nr. 02.40.04.1031

- Saugnäpfe
- ergonomisch geformter Griff

Assist Modelle:

Blau Art.-Nr. ASS 066

Blau Art.-Nr. ASS 082



GUT UND GÜNSTIG!

Technische Daten:

Länge: 66 und 82 cm

Gewicht: 250 und 275 g

Easy-Clip Modelle:

Schwarz Art.-Nr. CLIP 010

- einfachste Befestigung z.B. an Rollstühlen, Rollatoren etc.
- für Rohre bis \varnothing 2,5 cm

