

Katapultsitz

- die automatische Aufstehhilfe



Bringing quality to life.

- individuell in 6 Stufen einstellbar
- einfache Anwendung
- sicherer Sitz
- ohne Strom
- hohe Sicherheit
- einfache Pflege
- höchster Sitzkomfort
- lange Haltbarkeit
- transportabel und leicht



UPLIFT
übernimmt
80% Ihres
Gewichtes!



HINSETZEN
UND AUFSTEHEN
OHNE FREMDE
HILFE!



Viskoelastischer Schaumstoff

Dieser langsam nachgebende Stoff paßt sich exakt Ihrer Gesäßkontur an und bietet Ihnen höchsten Sitzkomfort.

10



Wenn Sie sich mit dem Uplift hinsetzen, führt er Sie langsam in die Sitzposition

Um aufzustehen, müssen Sie sich nur etwas erheben und nach vorne beugen ...

Hierdurch werden Sie sanft, aber stabil, in den Stand gebracht.



Uplift Modelle:

Für 35 - 105 kg Körpergewicht Art.-Nr. UPL 105

Für 90 - 160 kg Körpergewicht Art.-Nr. UPL 160

IDEAL AUCH
AUF REISEN!

Technische Daten:

Unterteil Länge: 41 cm
Breite: 38 cm

Sitzhöhe: geöffnet 26 cm
geschlossen 5 cm

Sitz Länge: 48 cm
Breite: 43 cm

Gewicht: 4 kg



Fon: 0 54 31-903 92 94
Fax: 0 54 31-903 92 96

Internet: www.rehasstage.de
E-Mail: info@rehasstage.de