

# Lichttherapiegerät



## In klinischen Tests erwiesen:

Licht regt die Ausschüttung von Hormonen aus den Nebennieren an, die den Stoffwechsel und die Reaktion des Körpers auf Stress regulieren.

## Lichtmangel kann zu folgenden Symptomen führen:

- SAD (Winterdepressionen)
- Schlafstörungen allgemein
- Prämenstruelles Syndrom
- Jet-Lag-Syndrom
- Heißhungerattacken, insbesondere im Winter
- Essstörungen oder andere Störungen der biologischen inneren Uhr (z. B. bei Schichtarbeit)

HOLEN SIE SICH  
DAS LICHT EINES  
SONNIGEN  
FRÜHLINGSTAGES  
INS HAUS!



Ersatzröhren:  
Original für Lichtdusche  
Day-Light  
Art.-Nr. TUBE 010

### Technische Daten:

Gehäuseabmessungen:	33,7 x 40,9 x 7,6 cm	230 V ~ 50/60 Hz
Gewicht:	3,8 kg	1,5 A
Linsematerial:	Hochschlagfestes Polycarbonat	
Streufilter:	993 % UV-Filter	
Zwei Leuchtstufen:	a) 3 Leuchten 10.000 Lux bei 30 cm b) 2 Leuchten 7.000 Lux bei 30 cm	
Leuchtröhre:	3 x 36 Watt Kompaktleuchtstoff 4.000 Kelvin Farbtemperatur	

- geeignet zur Wandmontage
- mit ausklappbarem Aufsteller für den Tisch
- mit teleskopierbaren Füßen (einfache Selbstmontage) für besonders individuelle Einstellungen

Art.-Nr. LICHTD 010



14

# Gehstock PathLighter

– die nicht ganz alltägliche Alltagshilfe

- bietet Hilfe wie eine traditionelle Gehhilfe
- eingebaute Xenonlampe im Rohr
- angenehmer Schaumstoffgriff
- zur Hälfte zerlegbar
- sicheres Gehen
- besser Sehen

IM RICHTIGEN  
MOMENT DAS  
LICHT ANSTELLEN  
UM STÜRZE ZU  
VERMEIDEN!



Kann für die Reise oder Lagerung auseinandergenommen werden.



Licht-Druckknopf



Batterien (3 x AA)  
können günstig  
mitbestellt werden!  
Art. Nr. BATT 010



Ersatzlampen sind  
jederzeit lieferbar!  
Art. Nr. XENON 010

### PathLighter Modelle:

**Schwarz** Art.-Nr. PATHL 010

### Technische Daten:

Länge:	91,5 cm	Material:	Aluminium und Polycarbonat
Gewicht:	672 g	Handgriff:	komfortabel, verschleißfester Schaumstoff
zugelassen bis:	114 kg		

