

# Esshilfe Multiflex

- die Weltneuheit bei Rehasstage

AUS DER SERIE  
BIG ROSS

- hochwertiges Hilfsmittel für Menschen mit Hand- oder Armfehlstellungen, arthritischer Beeinträchtigung des Greifens oder mit anderen körperl. Einschränkungen
- der Besteckaufsatz lässt sich in beliebiger Stellung fixieren
- ergonomischer Griff
- Kugelgelenk



## Multiflex Modelle:

### Technische Daten:

#### Besteckaufsatz „All“ ohne Griff

Gewicht: 48 g  
Gewicht mit Griff: 240 g  
Art.-Nr.: MULTI A 010

#### Löffelaufsatz ohne Griff

Gewicht: 32 g  
Gewicht mit Griff: 224 g  
Art.-Nr.: MULTI L 010

#### Messeraufsatz ohne Griff

Gewicht: 20 g  
Gewicht mit Griff: 212 g  
Art.-Nr.: MULTI M 010

#### Gabelaufsatz ohne Griff

Gewicht: 22 g  
Gewicht mit Griff: 214 g  
Art.-Nr.: MULTI G 010

#### Griff (Schwarz)

Gewicht: 192 g  
Griffstärke: 3,7 mm  
Art.-Nr.: MGRIF 010

DBGM für alle Modelle! (utility patent)



Esshilfen für Menschen mit Hand- oder Armfehlstellungen oder arthritischer Beeinträchtigung des Greifens. Löffel, Gabel und Messer können über ein Kugelgelenk in jeder beliebigen Stellung fixiert werden.

Der „Multiflex-all“ ist eine Kombination aus Löffel-Gabel-Messer und eignet sich besonders für Menschen, die nur eine Hand benutzen können.

Verkauft werden die einzelnen Besteckaufsätze + Griff!