

# Pivot-Rail

## - verstellbares Seitengitter

- Seitengitter & Handgriff in einem
- verstellbar von 66 cm auf 86 cm oder 106 cm
- herunterschwenkbar bei rahmenlosen Betten
- beidseitig verwendbar
- doppelter Sicherheitsgurt

### Pivot-Rail Modelle:

**Braun/Schwarz** Art.-Nr. PRAIL 8000

#### Technische Daten:

Mögl. Breite:	66, 86, 106 cm	Gewicht:	6,8 kg
Rahmenhöhe:	58,4 cm	Belastbar bis:	136 kg

Geeignete Betttypen: Anbringbar an jedes Bett oder Krankenbett mit dem beigefügten Sicherheitsgurt

**NEU!**

rehasstage  
by  
Standar  
"So the longer life you have"



Inkl. Tasche



Ausziehbar: 66-106 cm



Leichtes Aussteigen aus dem Bett



Einfaches Herunterschwenken

# 8 Aufstehhilfe Frida

Hi.-Mi.-Nr. beantragt!



## - der universelle Bettgriff


- Aufbau in weniger als 5 min. - ohne Werkzeug
- auch für Betten mit Rückenverstellung geeignet
- selbstständiges und sicheres Aufstehen
- angenehmer Moosgummigriff
- höhenverstellbarer Griff

### Frida Modelle:

**Schwarz/Silber** Art.-Nr. BETTG 010

#### Technische Daten:

Breite:	51 cm	Belastbar bis:	100 kg
Länge:	88 cm	Höhe des Griffs:	42 - 53 cm
Gewicht:	2,6 kg		



Ziehen Sie sich einfach aus dem Liegen in den Sitz ...



... dann greifen Sie mit den Händen um ...



... und ziehen sich in den Stand!

rehasstage

Fon: 0 54 31-903 92 94  
Fax: 0 54 31-903 92 96

Internet: [www.rehasstage.de](http://www.rehasstage.de)  
E-Mail: [info@rehasstage.de](mailto:info@rehasstage.de)