

# Becherhalter ProSecur

- die Weltneuheit bei Rehasstage

- ein ästhetisches Hilfsmittel für Menschen mit arthritischer Beeinträchtigung, einem typischen Haltetremor oder mit Handfehlstellungen
- hergestellt aus hochwertigem Edelstahl
- flexible 2-Achs-Aufhängung
- ergonomischer Griff

AUS DER SERIE  
RIG ROSS



URSPRÜNGLICH  
FÜR SEGLER  
ENTWICKELT!

## Hochwertiger Thermobecher

**Silber** Art.-Nr. CITYCUP 010

**Blau** Art.-Nr. CITYCUP 020

**Rot** Art.-Nr. CITYCUP 030

**Grün** Art.-Nr. CITYCUP 040

DBGM für alle Modelle! (utility patent)

17

## ProSecur fix + flex Modelle:

### Technische Daten:

#### Becherhalter ProSecur fix

Gewicht: 162 g

Gewicht mit Becher: 286 g

Durchmesser der

Becheraufnahme: 8,3 cm

Art.-Nr.: PRO FIX 010

#### Becherhalter ProSecur flex

Gewicht: 280 g

Gewicht mit Becher: 404 g

Durchmesser der

Becheraufnahme: 8,3 cm

Art.-Nr.: PRO FLEX 010

#### Thermobecher City Cup

Gewicht: 124 g

#### Griff (Schwarz)

Griffstärke: 3,7 cm



#### ProSecur-flex

Durch die flexible 2-Achs-Aufhängung können Menschen mit einer Fehlstellung der Hand ebenso wie Menschen mit einem Tremor den Becher sicher zum Mund führen.



#### ProSecur-fix

Für Menschen mit arthritischer Beeinträchtigung des Greifens. Den Becher sicher im Griff.

Bestellen Sie den Becher bitte separat in der gewünschten Farbe.



Technische Änderungen vorbehalten!

Fon: 0 54 31-903 92 94

Fax: 0 54 31-903 92 96

Internet: [www.rehasstage.de](http://www.rehasstage.de)

E-Mail: [info@rehasstage.de](mailto:info@rehasstage.de)

rehasstage