

Travel Chair

- der praktische, faltbare Rollstuhl

- **kurzer Transfer zum Arzt oder Krankenhaus**
- **der ideale Reisebegleiter**
- **passt durch jede Tür**
- **passt in jeden Kofferraum**
- **in Sekunden faltbar**
- **Gewicht: nur 8,5 kg**
- **gepolsterter Sitz**

Einfach zu verstauen.



4

Travel Chair Modelle: Blau/Silber Art.-Nr. TC 010

Technische Daten:

Sitz

Breite:	40 cm
Tiefe:	36 cm
Sitzhöhe:	47 cm

Stuhl geöffnet

Breite:	61 cm
Höhe:	88 cm
Tiefe:	78 cm

Stuhl gefaltet

Breite:	61 cm
Höhe:	66 cm
Tiefe:	28 cm

Rollen

vorne:	5"
hinten:	8"

Gewicht:	8,5 kg
zugelassen bis:	90 kg



Kinderleicht zusammenzufalten!



Passt wirklich in jeden Kofferraum!



Mit praktischer Tragetasche.

