

# Excellent Türschwellenrampen


## - das Baukasten-Prinzip

KEINE AUFWENDIGEN  
UMBAUARBEITEN!

- ideal zur Überbrückung von kleinen Höhenunterschieden
- bietet Sicherheit in extremsten Wetterbedingungen
- leicht zu transportieren und aufzubauen
- ideal für elektrische Rollstühle und Scooter
- Aufbau in max. 15 min.

AUCH FÜR DEN  
KURZFRISTIGEN  
EINSATZ GEEIGNET!


### 1 Rampe Kit-1



Mögl. Höhe von 1 - 4 cm

- Höhe (Einzelteil): 1,8 cm
- Breite: 75 cm
- Länge: 26 cm

### 2 Rampe Kit-2



Mögl. Höhe von 4 - 7,5 cm

- Höhe (Einzelteil): 1,8 cm
- Breite: 75 cm
- Länge: 51 cm


### 3 Rampe Kit-3



Mögl. Höhe von 7,5 - 11 cm

- Höhe (Einzelteil): 1,8 cm
- Breite: 75 cm
- Länge: 76 cm

### 4 Rampe Kit-4



Mögl. Höhe von 11 - 15 cm

- Höhe (Einzelteil): 1,8 cm
- Breite: 75 cm
- Länge: 121 cm



1



2



Abgerundete Ecken nicht  
im Lieferumfang enthalten!



3

18

4

